



Kit Mistral 200 Purificateur 200m3 + désinfectant concentré 200ml + prise WIFI Intelligente



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

Diamètre	280	Fabricant	Kokoon
Fréquence	50	Hauteur	460
Normes - Homologations	TÜV	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	33	packing largeur	33
packing longueur	52	packing poids	11.5
packing qte	1	Pic UV	380
Poids	10	Puissance	36
Tension d'entrée	220-240		

Description

La formule de départ idéale pour assainir l'air de votre habitat, bureau, salle d'attente....

Ce kit est composé de :

- Un purificateur d'air MISTRAL 200. L'appareil peut couvrir une surface de 250m2 avec un taux de renouvellement de 200m3 /heure.
- Un désinfectant concentré de 200ml pour une utilisation de 33 jours dans des conditions normales d'utilisation. Ce désinfectant doit être utilisé exclusivement dans les purificateurs d'air MISTRAL et BISE.
- Une prise WIFI intelligente, vous permettant une programmation à distance de votre purificateur, vous permettant de déclencher ce dernier et de l'arrêter à distance à votre convenance.

Le purificateur KOKOON AIR PROTECT élimine définitivement les odeurs, réduit les allergènes dans l'air (y compris les spores de moisissure), les polluants chimiques.

Les virus qui sont présents dans l'air ambiant vont entrer en contact dans le purificateur avec le désinfectant et seront détruits en 5 à 10 minutes.

Le purificateur d'air est la solution de dépollution la plus efficace pour obtenir un air sain à n'importe quel moment de la journée.

FACILITE D'UTILISATION :

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Verser le DEPOLLUANT DESINFECTANT mélangé à de l'eau dans l'épurateur et brancher le dispositif. Il n'est pas nécessaire de laisser l'épurateur fonctionner en permanence. Le liquide pollué doit être changé régulièrement au minimum tous les trois jours pour une désinfection optimale.

SECURITE ET CONFORT

L'activité antiseptique est conforme aux normes EN 1276, EN 14476, EN 13697 (temps de contact : 5 minutes).

L'activité bactéricide et virucide ainsi que l'activité fongicide sont conformes à la norme EN 1650 (temps de contact : 15 minutes).

L'utilisation du dispositif, sans odeur, se fait donc en permanence, en présence de personnes sans occasionner de gênes mais en assurant aux personnes présentes d'évoluer dans un environnement assaini des virus, bactéries, pollens...

100% de l'air traité dans le dispositif est rejeté sans impuretés.